



Oclean

Product User Manual



Oclean 電動歯ブラシをご利用いただき誠にありがとうございます

安全に関する重要なヒント

1. 8歳以上の子供、身体障害、感覚障害、知的障害のある人、または経験や知識が不足している人は、器具を安全に使用するための監督または指導を受け、その危険性を理解している限り、この器具を使用できます。お子様がこの機器で遊ぶことは禁止されています。子供は監督下で清掃やユーザーのメンテナンスを行うことはできません。

2. この製品は Oclean の特別なブラシヘッドのみを使用できます。認定されていないサードパーティのブラシヘッドによって引き起こされる結果については、当社は責任を負いません

3. この製品は個人用洗浄製品のみであり、医療用途には推奨されません。

4. この製品は屋内専用です。直射日光の当たる場所には置かないでください。乾燥した換気の良い場所に置くことをお勧めします。

5. 汚れの付着を防ぐため、充電前に携帯電話を乾いた状態に保ち、柔らかい布で乾拭きし、乾いた布で充電インターフェースを定期的に掃除してください。

6. アプライアンスは、アプライアンスのマークに対応する安全超低電圧でのみ電力を供給できます。

7. デバイスやバッテリーを過度の温度にさらさないでください。バッテリー充電の通常温度範囲は 0 ~ 45 度です。

8. ショートの危険を避けるため、バッテリー駆動機器またはバッテリーの端子に金属物が接触しないように注意してください。

ブラシヘッド:

ブラシヘッドを交換する際は、左右に回転させず、垂直に引き抜いたり差し込んだりしてください。

歯科医はブラシヘッドを 2 ~ 3 か月ごとに交換することを推奨しています。

口腔過敏症のある人は、次の状況に注意する必要があります。

口腔歯周手術を受けたばかり、または治療中の人。

弱い入れ歯や歯ぐきからの持続的な大量出血など、口の中に他の症状がある人。

その他、口が敏感な人、傷つきやすい人など。

この製品を使用したり、使用前に専門の歯科医に相談したりすることはお勧めできません。

この製品は、障害のある人、精神障害のある人、または関連する経験や知識が不足している人（子供（0 ~ 12 歳）を含む）による使用には適していません。ただし、保護者の監督・指導のもとで使用する場合を除きます。

本体詳細パーツ紹介

①毛 ②ブラシヘッド

③スイッチ/モードキー:

歯ブラシ画面が点灯したら、ボタンをクリックしてブラッシングモードを選択し、3秒以内にもう一度クリックしてブラッシングモードを切り替えます。

④インジケータライト:

目覚めるとき、バッテリー残量が 10% 以上の場合は、白色ライトが常に点灯します。

目覚めるとき、バッテリー残量が 10% 未満で、赤い光が呼吸します。

充電中は白色光が点灯し続けます。

完全に充電されると、白色ライトが常に点灯します。

⑤Type Cポート充電ポート

ユーザーガイド

1. 初回電源オン - 言語の選択: ボタンをクリックして歯ブラシの言語を選択し、ボタンを2秒間押し続けて言語を歯ブラシの言語として設定します。

2. モードの選択: ボタンをクリックしてブラッシングモードを選択し、3秒以内にもう一度ボタンをクリックしてブラッシングモードを切り替えます。3秒後には、選択したブラッシングモード

で正常に動作します。ブラッシング状態でボタンを2秒間押し続けると、モードが切り替わります。

知覚過敏者向けモード- 歯が敏感な人のために特別に設計されており、敏感な部分への刺激を軽減しながら優しく洗浄します。

日常清潔- 毎日の基本的な口腔クリーニングに適しており、食品の残留物や汚れを効果的に除去します。

深度清潔- 歯の間や手の届きにくい部分の奥まで入り込み、頑固な汚れや細菌を強力に除去します。

ホワイトニング- 強力な洗浄力で歯の表面をより滑らかに白くします。

心地よいマッサージ- ブラッシング中に歯ぐきを効果的にマッサージします。

したがって、好みや歯科医の推奨に基づいてさまざまなモデルを選択できます。

3. インテリジェントな再ブラッシング: ブラッシング中に見逃した領域がある場合、その領域は画面上で赤でマークされ、ボタンをクリックして再ブラッシングできます。

4. 工場出荷時の設定に戻す: ボタンを8秒間押し続けて、歯ブラシを工場出荷時の設定に戻します。

健康的なブラッシング

- 歯ブラシの毛先を歯肉縁に対して45度の角度でゆっくりと動かします。
- ブラッシング中、歯ブラシの振動効果は30秒ごとに一時停止し、ブラッシング位置を変更する必要があることを示します。
- 使用中にアクティブな一時停止がない場合、ブラッシングモード終了後に自動的にシャットダウンします。

充電方法

充電する前に、歯ブラシの底を乾燥させ、マシンの底にある Type C ポートに向かって充電してください。白色のライトが点灯している場合は、充電中であることを意味します。白色のライトが点灯したままの場合は、バッテリーが完全に充電されていることを意味します。フル充電には通常3時間かかります。

バッテリー残量低下プロンプト: 歯ブラシのパワーが10%未満になると、赤いライトが充電が必要であることを知らせます。



1. 分解したり、叩いたり、絞ったり、火中に投げ込んだりすることは禁止されています。
2. 腫れがひどい場合は使用を継続しないでください。
3. 電気製品やバッテリーを過度の温度にさらさないでください。
4. バッテリーを水に浸した後の使用は禁止されています。
5. 電池式機器や電池の端子を金属物でショートさせる危険に注意してください。

● 製品仕様

商品名	Oclean X Lite 音波電動歯ブラシ		
製品モデル	N1801	定格入力	5V ≍ 0.5A
消費電力	2.5W	バッテリー容量	1100mAh
防水等級	IPX7	充電方式	Type-C

*充電する場合は、出力端子が 5V ≍ 0.5A (測定された最大出力電力は 15W 未満) で、IEC 60335-1 規格の要件を満たしているアダプターを使用する必要があります。

日本国内正規品

販売元: Fastlane Japan株式会社

お問合せ先: Oclean Japanカスタマーサービス窓口

TEL: 0120-533-077 (通話料無料)

E-mail: jp-support@oclean.com

営業時間: 9:00~18:00 (平日のみ)